

Tubo di alimentazione enterale DeClogger®

Bionix® DeClogger aiuta gli operatori sanitari a liberare in meno di due minuti tubi G, J e PEG ostruiti per ripristinare l'erogazione dei farmaci e ridurre la sostituzione prematura dei tubi.



PROBLEMA

Inevitabilmente, col tempo, i tubi G, J e PEG si intasano impedendo ai pazienti di ricevere sostanze nutritive e farmaci.

SOLUZIONE

DeClogger, un dispositivo filettato sicuro e flessibile in grado di forare le occlusioni per ripristinare rapidamente l'erogazione di sostanze nutritive e farmaci ai pazienti con tubi di alimentazione enterale ostruiti.

RISULTATI

Tubi di alimentazione enterale privi di ostruzioni in meno di due minuti e in grado di fornire ai pazienti le sostanze nutritive e i farmaci di cui hanno bisogno.

“Il DeClogger ha notevolmente ridotto la mia necessità di sostituire i tubi.”

- Dr. Scott Polsky



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIO
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd, Toledo, OH, 43612, U.S.A.
Telefono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0030-IT | Rev. A

Tubo di alimentazione enterale DeClogger®

OFFERTA DI PRODOTTI - I DeClogger sono in confezioni da 10 per scatola.

GASTROSTOMIA O DIGIUNOSTOMIA



DeClogger blu | N. 911
Dimensione: 14 - 16 French
Lunghezza: 39,5 cm
Compatibile con ENFit®



DeClogger giallo | N. 912
Dimensione: 16 - 22 French
Lunghezza: 39,5 cm
Compatibile con ENFit®



DeClogger verde | N. 913
Dimensione: 20 - 22 French
Lunghezza: 39,5 cm
Incompatibile con ENFit®

TIPO A PIOLLO PER SOSTITUZIONE



DeClogger marrone | N. 921
Dimensione: 14 - 16 French
Lunghezza: 21,5 cm
Compatibile con ENFit®



DeClogger arancione | N. 922
Dimensione: 18 - 24 French
Lunghezza: 21,5 cm
Compatibile con ENFit®

TEST AL BANCO

Test al banco condotto	Tipo di test	Scenario	Numero di test	Risultati dei test	Livello C/R
Rimozione dell'intasamento	Usosimulato	Massima dimensione del tubo e min. dimensione del tubo; scenario del caso peggiore	n=30/ dimensione del tubo	100% di successo	95/90
Tempo per la rimozione dell'intasamento				MED + DS < 2,0 min.	
Guasto di un componente				Nessun guasto	
Compatibilità ENFit				100% compatibile	

*I test di laboratorio al banco sono stati eseguiti presso Bionix in scenari del caso peggiore. I tubi sono stati occlusi utilizzando una proteina coagulata e l'occlusione delle fibre. Le istruzioni per l'uso del DeClogger® sono state utilizzate per preparare e liberare le occlusioni. È stato utilizzato un cronometro per misurare l'intero tempo della procedura, a partire dal controllo di pervietà fino alla rimozione dell'intasamento visibile (controllato con una siringa). Lo scenario del caso peggiore è definito come il tubo più grande indicato e il più piccolo indicato per ogni tipo di DeClogger. La "compatibilità ENFit" è definita come la capacità del DeClogger di passare liberamente nel dispositivo di alimentazione approvato da ENFit senza che sia necessaria alcuna forza per l'inserimento.

ENFit® e NRFit™ sono marchi commerciali di GEDSA.



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com