

Lighted Articulating Ear Curette™

Die beleuchtete Bionix® Gelenkkürette kombiniert Beleuchtung, Vergrößerung des Sichtfelds und eine um 90° drehbare Spitze, sodass Ärzte und Pflegekräfte Verstopfungen des Gehörgangs schneller erkennen und sicher entfernen können.



PROBLEM

Cerumenpfropfen und Fremdkörper lassen sich oft nur schwer aus dem Ohr entfernen. Den Ärzten und Pflegekräften fehlt die Möglichkeit, den Bereich hinter der Okklusion einzusehen oder diese von dort aus zu entfernen.

LÖSUNG

Die beleuchtete Ohrkürette mit beweglichem Gelenk leuchtet den Gehörgang bestens aus und besitzt eine bewegliche Spitze, mit der der Arzt hinter der Okklusion arbeiten kann.

ERGEBNISSE

Die direkte Visualisierung und eine bewegliche Ohrkürette verhindern maßgeblich die blinde Auf- und Abbewegung des Kürettenstieles. Dadurch verringert sich das Risiko von Verletzungen im Gehörgang und die Behandlung wird wesentlich sicherer und effizienter.

PRODUKTANGEBOT

- Nr. 2511** – VersaScoop®
(beleuchtet, beweglich, 3-mm-Spitze) mit 25 beweglichen Ohrküretten-Spitzen, 1 Lichtquelle und 1 Vergrößerungslinse.
- Nr. 2200** – Extra Lichtquelle
- Nr. 2265** – Packung mit 5 Vergrößerungslinsen

MÖGLICHER AUFWENDUNGSERSATZ (NUR USA)

CPT-Code/Beschreibung

69210 – Für den möglichen Aufwändungsersatz bei Cerumenpfropfen.

69200 – Für den möglichen Aufwändungsersatz bei aus dem Ohr entfernten Fremdkörpern.

30300 – Für den möglichen Aufwändungsersatz bei aus der Nase entfernten Fremdkörpern.



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brüssel, BELGIEN
Tel.: +(32) 273 259 54 • Fax: +(32) 273 260 03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, USA
Tel.: +1 419 727 8421 • Fax: +1 800 455 5678 • www.Bionix.com



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME

+1 800 551 7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | Patent angemeldet. | INTL-0033-DE | Rev. A