

Lighted Articulating Ear Curette™

La curette auriculaire articulée Lighted Articulating Ear Curette de Bionix® associe un éclairage, un dispositif de grossissement et un embout articulé à 90° pour aider les professionnels de santé à visualiser et éliminer plus rapidement, et en toute sécurité, les obstructions du conduit auditif.



PROBLÈME

Les bouchons de cérumen et les corps étrangers présents dans l'oreille sont souvent difficiles à éliminer. Les médecins n'ont pas la possibilité de visualiser ou d'intervenir derrière l'occlusion pour l'éliminer.

SOLUTION

La curette auriculaire articulée éclaire de manière vive le conduit auditif ; son embout articulé permet au médecin de se placer derrière l'occlusion.

RÉSULTATS

La visualisation directe et la curette auriculaire articulée éliminent le mouvement de balayage aveugle de haut en bas qui peut abraser le conduit auditif, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- N° 2511** - VersaScoop® articulé éclairé (embout de 3 mm) Comprend 25 embouts pour curette auriculaire articulée, 1 source lumineuse et 1 loupe.
- N° 2200** - Source lumineuse supplémentaire
- N° 2265** - Boîte de 5 loupes

REMBOURSEMENT POTENTIEL (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)

Code CPT/Description

- 69210** - Pour remboursement potentiel des bouchons de cérumen.
- 69200** - Pour remboursement éventuel de l'extraction de corps étrangers de l'oreille.
- 30300** - Pour remboursement éventuel de l'extraction de corps étrangers du nez.



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



EC REP Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tél. : +(32) 2.732.59.54 • Fax : +(32) 2.732.60.03 • E-mail : mail@obelis.net

Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, États-Unis
Tél. : +1 419.727.8421 • Fax : +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | Brevet en attente d'homologation. | INTL-0033-FR | Rév. A