

Lighted Ear Curette™ mit Lupe

Bionix® Lighted Ear Curettes kombinieren Beleuchtung und Vergrößerung, damit Ärzte und Pflegekräfte weniger Zeit benötigen, um das Cerumen zu erkennen und sicher aus dem Gehörgang zu entfernen.



PROBLEM

Die Ohrkürettage erfordert drei Hände. Eine Hand, um den Kopf des Patienten zu stützen und den Gehörgang zu begradigen, eine, um die Kürette zu bewegen, und eine zur Positionierung einer Lampe, um ein blindes Stochern im Ohr zu verhindern.

LÖSUNG

Die Lighted Ear Curette mit Lupe leuchtet den Gehörgang optimal aus, sodass der empfindliche Bereich nicht mehr blind frei gemacht werden muss.

ERGEBNISSE

Eine komplette Visualisierung verkürzt die Behandlungsdauer und erhöht die Effizienz.

„Die Bionix Lighted Ear Curettes haben unsere Behandlungsweise wirklich verändert. Wir können die Ohren jetzt schnell und schmerzlos reinigen. Wir sind wirklich begeistert!“

– Dr. Nancy Van Keuls

MÖGLICHER AUFWENDUNGSERSATZ (NUR USA)

CPT-Code/Beschreibung

69210 – Für den möglichen Aufwändungsersatz bei Cerumenpfropfen.



SINGLE
USE ONLY

Rx ONLY

MADE IN
THE U.S.A.



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brüssel, BELGIEN
Tel.: +(32) 273 259 54 • Fax: +(32) 273 260 03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, USA
Tel.: +1 419 727 8421 • Fax: +1 800 455 5678 • www.Bionix.com


bionix®

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME

+1 800 551 7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0034-DE | Rev. A

Lighted Ear Curette™ mit Lupe

PRODUKTANGEBOT



Lighted AngleLoop® | Nr. 2210
Angewinkelte Schlaufe mit 4 mm Durchmesser, ähnlich wie die rote AngleLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted MicroLoop® | Nr. 2220
Schlaufe mit 3 mm Durchmesser, ähnlich wie die grüne MicroLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted WaveCurette™ | Nr. 2230
Neue wellenförmige, 2,5 mm breite Spitze.



Lighted FlexLoop® | Nr. 2240
4 mm breite Spitze, ähnlich wie die weiße FlexLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted CeraSpoon® | Nr. 2250
4 mm breite Spitze, ähnlich wie die gelbe CeraSpoon® Safe Ear Curette™.



Lighted InfantScoop® | Nr. 2260
2 mm breite Spitze, ähnlich wie die blaue InfantScoop® Safe Ear Curette™.



Lighted VersaLoop® | Nr. 2270
3 mm breite Spitze, ähnlich wie die violette VersaLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted CeraPik® | Nr. 2280
Konkave 2,5-mm-Spitze, um 45° gebogen. Hervorragend für harte Cerumenpfropfen und Fremdkörper.

STANDARDPACKUNGEN

(50 St. pro Packung + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse)

- Nr. 2210 - Lighted AngleLoop®
- Nr. 2220 - Lighted MicroLoop®
- Nr. 2230 - Lighted WaveCurette™
- Nr. 2240 - Lighted FlexLoop®
- Nr. 2250 - Lighted CeraSpoon®
- Nr. 2260 - Lighted InfantScoop®
- Nr. 2270 - Lighted VersaLoop®
- Nr. 2280 - Lighted CeraPik®
- Nr. 2245 - Gemischte Packung (beinhaltet alle Arten von Spitzen, außer CeraPik®)

KRANKENHAUSPACKUNGEN

(200 St. pro Packung + 4 Lichtquellen + 4 Vergrößerungslinsen)

- Nr. 2201 - Lighted AngleLoop® Krankenhauspackung
- Nr. 2202 - Lighted MicroLoop® Krankenhauspackung
- Nr. 2203 - Lighted WaveCurette™ Krankenhauspackung
- Nr. 2204 - Lighted FlexLoop® Krankenhauspackung
- Nr. 2205 - Lighted CeraSpoon® Krankenhauspackung
- Nr. 2206 - Lighted InfantScoop® Krankenhauspackung
- Nr. 2207 - Lighted VersaLoop® Krankenhauspackung
- Nr. 2208 - Lighted CeraPik®
- Nr. 2209 - Gemischte Packung (beinhaltet alle Arten von Spitzen, außer CeraPik®)

„Die Vielfalt der Größen und Spitzenformen macht die Ohrenschmalzentfernung leichter als je zuvor.“ - Dr. Carl A. Moritz, Jr.



US-Patent Nr. D524939

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME

+1 800 551 7096 • www.bionix.com