

Lighted Ear Curette™ con ingrandimento

Le Bionix® Lighted Ear Currettes combinano l'illuminazione e l'ingrandimento per aiutare gli operatori sanitari a dedicare meno tempo a vedere e rimuovere in modo sicuro il cerume dal condotto uditivo.



PROBLEMA

Il curettage auricolare richiede tre mani. Una mano per sostenere la testa dei pazienti e raddrizzare il condotto uditivo, una per manovrare la curette e una per posizionare una luce per evitare di scavare alla cieca nell'orecchio.

SOLUZIONE

La Lighted Ear Curette con ingrandimento illumina brillantemente il condotto uditivo eliminando la pratica di curettare alla cieca l'area sensibile.

RISULTATI

La visualizzazione completa riduce i tempi della procedura e aumenta l'efficacia.

“Le Bionix Lighted Ear Currettes hanno davvero cambiato le nostre procedure. Possiamo pulire le orecchie in modo rapido e indolore. Le amiamo!” - Dr. Nancy Van Keuls

EVENTUALE RIMBORSO (SOLO USA)

Codice CPT/Descrizione

69210 - Per l'eventuale rimborso del cerume compattato.



SINGLE
USE ONLY

Rx ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIO
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd, Toledo, OH, 43612, U.S.A.
Telefono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0034-IT | Rev. A

Lighted Ear Curette™ con ingrandimento

OFFERTA DI PRODOTTI



Lighted AngleLoop® | N. 2210
Anello angolato di 4 mm di diametro, simile a AngleLoop® rosso - Safe Ear Curette™.



Lighted MicroLoop® | N. 2220
Anello di 3 mm di diametro, simile a MicroLoop® verde - Safe Ear Curette™.



Lighted WaveCurette™ | N. 2230
Nuovo puntale largo 2,5 mm simile a un'onda.



Lighted FlexLoop® | N. 2240
Puntale largo 4 mm, simile a FlexLoop® bianco - Safe Ear Curette™.



Lighted CeraSpoon® | N. 2250
Puntale largo 4 mm, simile a CeraSpoon® giallo - Safe Ear Curette™.



Lighted InfantScoop® | N. 2260
Puntale largo 2 mm, simile a InfantScoop® blu - Safe Ear Curette™.



Lighted VersaLoop® | N. 2270
Puntale largo 3 mm, simile a VersaLoop® viola - Safe Ear Curette™.



Lighted CeraPik® | N. 2280
Puntale concavo da 2,5 mm piegato a 45°. Ottimo per il cerume duro e compattato e i corpi estranei.

CONFEZIONI STANDARD

(50 per scatola + 1 sorgente luminosa + 1 lente d'ingrandimento)

- N. 2210 - Lighted AngleLoop®
- N. 2220 - Lighted MicroLoop®
- N. 2230 - Lighted WaveCurette™
- N. 2240 - Lighted FlexLoop®
- N. 2250 - Lighted CeraSpoon®
- N. 2260 - Lighted InfantScoop®
- N. 2270 - Lighted VersaLoop®
- N. 2280 - Lighted CeraPik®
- N. 2245 - Confezione Vari (include tutti i modelli di puntali eccetto CeraPik®)

CONFEZIONI PER CLINICHE

(200 per scatola + 4 sorgenti luminose + 4 lenti d'ingrandimento)

- N. 2201 - Lighted AngleLoop® - Confezione per cliniche
- N. 2202 - Lighted MicroLoop® - Confezione per cliniche
- N. 2203 - Lighted WaveCurette™ - Confezione per cliniche
- N. 2204 - Lighted FlexLoop® - Confezione per cliniche
- N. 2205 - Lighted CeraSpoon® - Confezione per cliniche
- N. 2206 - Lighted InfantScoop® - Confezione per cliniche
- N. 2207 - Lighted VersaLoop® - Confezione per cliniche
- N. 2208 - Lighted CeraPik®
- N. 2209 - Confezione Vari (include tutti i modelli di puntali eccetto CeraPik®)

“La varietà di dimensioni e di forme dei puntali rende la rimozione del cerume più facile che mai.” - Dr. Carl A. Moritz, Jr.

Brevetto USA N. D524939



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com