

OtoClear® Ohrspülungsspitze

Mit der Bionix OtoClear® Ohrspülung können Ärzte und Pflegekräfte eine weiche, ausgestellte 3-strahlige Spitze verwenden, die den Schmutz beseitigt, die Patientensicherheit verbessert und mit einer Vielzahl von Abgabevorrichtungen kompatibel ist, um den individuellen Vorlieben jeder Einrichtung gerecht zu werden.



PROBLEM

Bei der herkömmlichen Ohrspülung wird Wasser direkt in den Gehörgang gespritzt. Dies kann gefährlich sein und birgt das Risiko einer Perforation des Trommelfells.

LÖSUNG

OtoClear® Ohrspülungsspitzen leiten das Wasser in drei verschiedenen Strömen an die Wand des Gehörgangs und nicht direkt auf das Trommelfell. Die Spitze ist außerdem mit einem weichen, flexiblen Material für mehr Patientenkomfort und einem ausgestellten Design ausgestattet, um ein Zurückspritzen und zu tiefes Einführen zu verhindern.

ERGEBNISSE

Ein sauberes und sicheres Verfahren, das die Effizienz und das Patientenerlebnis verbessert.

„Unsere Praxis ist sehr zufrieden mit den weichen (OtoClear) Spitzen. Sie lassen sich leicht in den Gehörgang einführen und sind für den Patienten sehr angenehm.“

– Laura Griffith, Arzthelferin



OTOCLEAR SPITZEN SIND
NUR FÜR DEN
EINMALGEBRAUCH

Rx ONLY

OTOCLEAR SPITZEN
WERDEN
IN DEN USA HERGESTELLT



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brüssel, BELGIEN
Tel.: +(32) 273 259 54 • Fax: +(32) 273 260 03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, USA
Tel.: +1 419 727 8421 • Fax: +1 800 455 5678 • www.Bionix.com



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME

+1 800 551 7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0040-DE | Rev. A

OtoClear® Ohrspülungsspitze

PRODUKTANGEBOT



OtoClear SprayWash Kit

- Manuelle, intermittierende Spülung.
- Bietet mehr Volumen im Vergleich zu Spritzen oder anderen manuellen Produkten.
- Effizientes Design ermöglicht ein Zweihandverfahren.
- Flaschenvolumen: 500 ml.

Nr. 7290 - 1 SprayWash Flasche, 20 OtoClear Spitzen, 1 Auffangschale

Nr. 7295 - 1 SprayWash Flasche, 5 OtoClear Spitzen, 1 Auffangschale



OtoClear Aquabot® Kit

- Bietet mehr Volumen im Vergleich zu Spritzen oder anderen manuellen Produkten.
- Effizientes Design ermöglicht ein Zweihandverfahren.
- Bietet kontinuierlichen Durchfluss ohne manuelles Pumpen.
- Flaschenvolumen: 650 ml.

Nr. 7270 - 1 Aquabot® Flasche, 20 OtoClear Spitzen, 1 Auffangschale

Nr. 7275 - 1 Aquabot® Flasche, 5 OtoClear Spitzen, 1 Auffangschale



OtoClear Ohrspülungsspitzen

- Leitet das Wasser in drei verschiedenen Strömen an die Wand des Gehörgangs und nicht direkt auf das Trommelfell.
- Das ausgestellte Design verhindert ein Zurückspritzen und zu tiefes Einführen.

Nr. 7200 - OtoClear Ohrspülungsspitzen (40/Packung)

Nr. 7202 - OtoClear Ohrspülungsspitzen (20/Packung)

OtoClear Spitze US-Patent Nr. 6.706.023.

Aquabot® ist unter Lunatech® eingetragen und wird mit der Genehmigung der Lunatech®, Inc verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME

+1 800 551 7096 · www.bionix.com