

Embout d'irrigation d'oreille OtoClear®

L'irrigation d'oreille OtoClear® de Bionix permet aux professionnels de santé d'utiliser un embout souple et évasé à 3 flux qui élimine les dégâts, améliore la sécurité des patients et est compatible avec divers dispositifs de distribution selon les préférences personnelles de chaque établissement.



PROBLÈME

L'irrigation d'oreille traditionnelle projette de l'eau directement dans le conduit auditif, ce qui peut être dangereux et risquer de provoquer une perforation du tympan.

SOLUTION

Les embouts d'irrigation d'oreille OtoClear® dirigent l'eau vers la paroi du conduit auditif, avec trois flux divergents, au lieu de les diriger directement vers la membrane tympanique. L'embout est également conçu avec un matériau souple et flexible garantissant le confort du patient et présente une conception évasée pour éviter les reflux et une introduction excessive.

RÉSULTATS

Une procédure propre et sûre qui améliore l'efficacité et l'expérience du patient.

« Notre équipe est très satisfaite des embouts souples (OtoClear). Ils sont plus faciles à manipuler dans le conduit auditif et plus confortables pour le patient. »

- Laura Griffith, MA



Rx ONLY

LES EMBOUTS OTOCLEAR SONT FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS



EC REP Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tél. : +(32) 2.732.59.54 • Fax : +(32) 2.732.60.03 • E-mail : mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, États-Unis
Tél. : +1 419.727.8421 • Fax : +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0040-FR | Rév. A

Embout d'irrigation d'oreille OtoClear®

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Kit OtoClear SprayWash

- Lavage manuel intermittent.
- Distribue un plus grand volume que les seringues ou autres dispositifs manuels.
- La conception efficace permet de réaliser la procédure à deux mains.
- Flacon de 500 ml.

N° 7290 - 1 flacon SprayWash, 20 embouts OtoClear, 1 cuvette pour écoulements auriculaires

N° 7295 - 1 flacon SprayWash, 5 embouts OtoClear, 1 cuvette pour écoulements auriculaires




Kit OtoClear Aquabot®

- Distribue un plus grand volume que les seringues ou autres dispositifs manuels.
- La conception efficace permet de réaliser la procédure à deux mains.
- Fournit un flux continu sans pompage manuel.
- Flacon de 650 ml.

N° 7270 - 1 flacon Aquabot®, 20 embouts OtoClear, 1 cuvette pour écoulements auriculaires

N° 7275 - 1 flacon Aquabot®, 5 embouts OtoClear, 1 cuvette pour écoulements auriculaires



Embouts d'irrigation d'oreille OtoClear

- Dirigent l'eau vers la paroi du conduit auditif, avec trois flux divergents, au lieu de les diriger directement vers la membrane tympanique.
- La conception évasée évite les reflux et une introduction excessive.

N° 7200 - Embouts d'irrigation d'oreille OtoClear (40/boîte)

N° 7202 - Embouts d'irrigation d'oreille OtoClear (20/boîte)

Brevet américain n° 6 706 023 pour les embouts OtoClear.

Aquabot® est une marque déposée sous Lunatech®, utilisée sous licence de Lunatech®, Inc. Tous droits réservés.



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com